

Pakiet 2. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego

Zadanie 1. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji Ceramika/polietylen z trzpieniem szyjkowym 120 sztuk

Trzpień- krótki przynasadowy o kącie CCD w przedziale 125-145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach pokryty czystym tytanem. **Konus 12-14 mm.**

Panewka bezcementowa- tytanowa napyłana czystym tytanem o wysokiej porowatości umożliwiającej wzrost kostniny wgłąb porów panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórna implantu. Panewki w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 2mm w wersji Press-fit, dostępna w wersji z 3 otworami, dla każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu

Głowa ceramiczna BIOLOX o średnicach 28, 32 i 36mm w 3 rozmiarach długości szyjki, głowa 22 pokryta okładziną ceramiczną

Wkładka PE- system wymiennych wkładek z crosslinkowanego polietylenu do głów 36 mm w rozmiarach 52-68mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28mm w rozmiarach 46-60mm, do głów 22 w rozmiarze 40-44mm wersja asymetryczna z nadbudową 20 stopni

Śruby/ zaślepki opcjonalnie. Zaślepka centralna

Zamawiający wymaga dodatkowo:

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- 2 zestawy kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego
- 1 komplet instrumentarium do dostępu przedniego
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną karty wszczepu

Zadanie 2. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji Ceramika/ Ceramika z trzpieniem szyjkowym 30 sztuk

Trzpień- krótki przynasadowy o kącie CCD w przedziale 125-145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach pokryty czystym tytanem. **Konus 12-14 mm.**

Panewka bezcementowa- tytanowa napyłana czystym tytanem o wysokiej porowatości umożliwiającej wzrost kostniny wgłąb porów panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórna implantu. Panewki w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 2mm w wersji Press-fit, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, dla każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu

Głowa ceramiczna BILOX o średnicach 22, 32, i 36mm w 3 rozmiarach długości szyjki

Wkładka ceramiczna

Śruby/ zaślepki opcjonalnie. Zaślepka centralna

Zamawiający wymaga dodatkowo:

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego
- 1 komplet instrumentarium do dostępu przedniego
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu